

Zusatzinformationen


Augenspülstationen

Artikelnummern: 1845, 1848, 3337

Das Auge ist unser wichtigstes Sinnesorgan. Schützen Sie es!

Säuren und Alkali durchdringen die Hornhaut des Auges innerhalb von 45 Sekunden. Die schnellste Neutralisation zum normalen pH-Wert von 7,4 ist deshalb von großer Bedeutung, um nachhaltige Augenschäden zu verhindern (siehe Abbildung). Im Notfall wird mit der pH-neutralisierenden Spüllösung gereinigt. Anschließend mit Augenspülflasche 0,9%ige Kochsalzlösung nachspülen und einen Arzt hinzuziehen.

Der pH-Wert im Auge



Zur Erklärung: Eine Spülung mit 0,9%iger Kochsalzlösung hat auch den pH-Wert im Auge kaum Einfluss. Spült man mit der pH-neutralisierenden Lösung, wird binnen weniger Sekunden der pH-Wert wirkungsvoll neutralisiert und dauerhafte Schäden an der Hornhaut können vermieden werden.

Um das Auge im Notfall optimal behandeln zu können, ist der geübte Umgang mit Augenspülungen und Augenspülflaschen unbedingt notwendig!

Gewährleistung und Haftung

Unsere Angaben und Empfehlungen basieren auf dem heutigen Wissensstand. Änderungen und Ergänzungen sind jederzeit möglich. Da der Einsatz unserer Produkte außerhalb unserer Einflussmöglichkeiten liegt, übernehmen wir keinerlei Haftungsansprüche.